

Gebrauchsanweisung

Bio-Leinsamen-Kissen mit Bezug

DE	Bio-Leinsamen-Kissen mit Bezug – Gebrauchsanweisung.....	2
EN	Organic Flax Seed Pillow with Cover – Instructions for Use.....	7
FR	Coussin biologique en graines de lin avec housse – Notice d'utilisation.....	11
IT	Cuscino bio di semi di lino con fodera – Istruzioni per l'uso.....	17
NL	Biologisch lijnzaad kussen met hoes – Gebruiksaanwijzing.....	22
ES	Cojín de semillas de lino ecológico con funda – Instrucciones de uso.....	26
RU	Натуральная подушка с наполнителем из семян льна с чехлом – Инструкция по применению.....	32



GRÜNSPECHT
Naturprodukte GmbH
Münchener Str. 21
85123 Karlskron, Germany




Version: 2020-09-30
GA-060-03

DE Bio-Leinsamen-Kissen mit Bezug – Gebrauchsanweisung

Liebe Kundin, lieber Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Sie haben mit diesem Naturprodukt eine gute Wahl getroffen! Hier haben wir Ihnen wichtige Informationen zu diesem Produkt zusammengestellt. Bitte lesen Sie diese – insbesondere die Sicherheitshinweise sowie die Hinweise zur Anwendung und Pflege – genau durch.

 Bitte Gebrauchsanweisung und Verpackung beachten und aufbewahren!

 **LOT** Siehe Verpackung!

1. Geltungsbereich

Diese Gebrauchsanweisung gilt für folgende Produkte:

REF 603-00 Bio-Leinsamen-Kissen für Babys mit Bezug,
13 x 13 cm

631-00 Bio-Leinsamen-Kissen, Hase, 18 x 18 cm

2. Produktinhalt

Bio-Leinsamen-Kissen mit Bezug, Gebrauchsanweisung

3. Zweckbestimmung und bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Bio-Leinsamen-Kissen kann zur kurzzeitigen Wärmeanwendung zur Steigerung des Wohlbefindens und gezielt zur Linderung von körperlichen Beschwerden im Rahmen der

Wärmetherapie eingesetzt werden. Das Produkt ist nur für den privaten Gebrauch im Haushalt bestimmt und kann bei Babys, Kindern und Erwachsenen angewendet werden.

4. Anwendungsgebiete

Das Bio-Leinsamen-Kissen ist als Wärmeauflage ausschließlich für die folgenden Anwendungsgebiete geeignet:

- Bauchschmerzen/-krämpfe
- Darmträgheit und Blähungen
- Erkältung
- Allgemeines Erwärmen von kalten Körperstellen

5. Anwendungs- und Erwärmungshinweise

Vor dem Erwärmen des Kissens auf untypischen Geruch, Stock- oder Brandflecken prüfen und bei Vorhandensein sofort entsorgen. Bitte das Innenkissen zum Erwärmen vorher aus dem Bezug heraus nehmen!

Zur Erwärmung gibt es folgende Möglichkeiten:

REF	603-00 Bio-Leinsamen-Kissen für Babys mit Bezug, 13 x 13 cm	631-00 Bio-Leinsamen-Kissen, Hase, 18 x 18 cm
Im nicht vorgeheizten Backofen	bei max. 110 °C für max. 3 Minuten erwärmen	bei max. 110 °C für max. 5 Minuten erwärmen
In der Mikrowelle (Angaben des Mikrowellenherstellers beachten)	bei max. 180 Watt für max. 1 Minute erwärmen	bei max. 300 Watt für max. 1 Minute erwärmen
Längere Zeit auf einen handwarmen Heizkörper oder Kachelofen legen		

Direkt nach dem Erhitzen die Wärme durch Schütteln gleichmäßig im Kissen verteilen! Anschließend das Innenkissen in den Bezug zurücklegen.

Bei den ersten Erwärmungen kann es an der Oberfläche zu einer leichten Feuchtigkeitsbildung kommen, die aber bei wiederholten Anwendungen verschwindet.

6. **ACHTUNG! Wichtige Sicherheitshinweise!**

Halten Sie sich unbedingt an die angegebenen Erwärmungshinweise, da längere Zeiten oder höhere Energieleistungen zu Schäden führen können (Entflammungs- und Verbrennungsgefahr!). Bezug nicht mit erhitzen! Prüfen Sie vor einer Erwärmung des Kissens in der Mikrowelle, dass eine Erhitzung von Körnerprodukten in der Gebrauchsanweisung des Herstellers erlaubt ist. Innenkissen von einer erwachsenen Person, nur unter Aufsicht und nicht feucht erwärmen! Nachdem das erwärmte Innenkissen zurück in den Bezug gelegt wurde, bitte die Temperatur des Kissens auf Eignung für Babys (max. 43 °C) an Ihrer Armbeuge prüfen! Kissen vor dem nächsten Erwärmen abkühlen lassen!

Das Produkt sollte keinesfalls als Kopfkissen oder Sitzgelegenheit verwendet werden.

Bitte suchen Sie bei anhaltenden oder sich verschlechternden Symptomen einen Arzt auf. Verwenden Sie das Kissen nicht bei akuten und chronischen, entzündlichen oder fieberhaften Erkrankungen, Kreislaufbeschwerden, frischen Hämatomen, Blutergüssen und offenen Wunden sowie bei Personen mit ver-

ringertem Schmerzempfinden. Bei bestehenden Haut-, Herz-, Venen-, Diabetes- oder Tumorerkrankungen sowie einer Schwangerschaft bitte vor der Anwendung an einen Arzt wenden. Achten Sie auf unversehrte Nähte! Bei losen Leinsamen besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr! Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen! Sollten sich Nähte geöffnet haben und lose Samen austreten, entsorgen Sie das Produkt und die losen Samen sofort und unzugänglich für Kinder. Wird das Produkt bei Babys unter 1 Jahr angewendet, sollte die Temperatur des Kindes während der Anwendung regelmäßig kontrolliert werden, um Überhitzung auszuschließen!

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes, in dem der Anwender niedergelassen ist, zu melden.

7. Pflegehinweise und Lagerung

Der Bezug ist abnehmbar und bei 30/40 °C in der Maschine waschbar. Bitte Bezug vor dem ersten Verwenden waschen! Bitte beachten Sie die Pflegesymbole am Produkt! Das mit Leinsamen gefüllte Innenkissen nicht waschen, um Fäulnis/Schimmelbildung zu verhindern! Produkt trocken lagern! Vor Feuchtigkeit schützen!

8. Hinweise zur Haltbarkeit und Entsorgung

Das Produkt sollte bei normalem Gebrauch nach 4 Jahren er-

setzt werden. Das Produkt kann im Hausmüll entsorgt und ohne Probleme thermisch verwertet werden. Die einzelnen Bestandteile der Verpackung bitte sortenrein trennen und dem entsprechenden Recycling-System zuführen. Bitte beachten Sie die regionalen Entsorgungsrichtlinien.

9. Materialzusammensetzung

	Innenkissen:	Bezug:
Stoff:	100% Baumwolle (kontrolliert biologischer Anbau)	100% Baumwolle (kontrolliert biologischer Anbau)
Füllung:	Leinsamen (kontrolliert biologischer Anbau)	REF 631-00: 100% Baumwolle (kontrolliert biologischer Anbau)

10. Erläuterung der verwendeten Symbole



Hersteller



Achtung!



Katalognummer



Chargenbezeichnung



Herstellungsdatum



Gebrauchsanweisung beachten!



Trocken aufbewahren



Medizinprodukt



Eindeutige Produktidentifizierung



Mikrowelle



Backofen

EN Organic Flax Seed Pillow with Cover

– Instructions for Use

Dear Customer,

Thank you for buying this product. You have made a good choice by buying this natural product. Below we have compiled important product information for you. Please read this carefully, in particular the safety advice, as well as the advice on how to use and care for the product.



Please follow the instructions and retain the instruction sheet and the packaging!



LOT See packaging!

1. Scope of Application

These instructions for use are applicable for the following products:



603-00 Organic Flax Seed Pillow for Babies with Cover,
13 x 13 cm

631-00 Organic Flax Seed Pillow, Rabbit, 18 x 18 cm

2. Contents

Organic Flax Seed Pillow with Cover, Instructions for Use

3. Intended Purpose and Use

The Organic Flax Seed Pillow can be used to apply momentary heat to increase feelings of wellbeing and especially for easing the body's aches and pains as a form of heat therapy. The pro-

duct is only intended for private home use and can be used for babies, children and adults.

4. Areas of Application

The organic Flax Seed Pillow is suitable as a warmer exclusively for the following areas of application:

- Stomach ache/Stomach cramps
- Constipation and flatulence
- Colds
- Generally warming cold areas of the body

5. Usage and Heating Instructions

Before heating the pillow, check for any unusual odors, mould stains or burn marks. Dispose of the product immediately if these are present. Please remove the inner pillow from the cover before heating.

The following options are available to heat the pillow:

REF	603-00 Organic Flax Seed Pillow for Babies with Cover, 13 x 13 cm	631-00 Organic Flax Seed Pillow, Rabbit, 18 x 18 cm
In a non-preheated oven	at a max. temperature of 110 °C for max. 3 minutes	at a max. temperature of 110 °C for max.5 minutes
In the microwave (Follow the instructions of the microwave manufacturer!)	at max. 180 watt for max. 1 minute	at max. 300 watt for max. 1 minute
Place on a lukewarm radiator or tiled stove for a longer period of time		

Immediately after heating the pillow, distribute the heat evenly by shaking it! Subsequently insert the inner pillow into the cover.

When heated for the first few times, you may find that there is slight moisture on the surface, but this will disappear after repeated use.

6. **CAUTION! Important Safety Information!**

It is essential that you observe the specified directions on heating, as a longer heating time or higher temperatures may cause damage (risk of inflammation and burning)! Do not heat up the cover! Before heating the pillow in the microwave, check that heating grain products is permitted in the manufacturer's instructions for use. The inner pillow should always be heated by an adult, only under supervision, and not heated when damp! Once the warmed inner pillow is back in its cover, please test the temperature of the pillow to make sure that it is suitable for babies (max. 43 °C) by putting it in the crook of your elbow! Let the pillow cool down before reheating it!

The product should not be used as a pillow or a seat under any circumstances.

If the symptoms persist or worsen, please seek advice from a doctor. Do not use the pillow if you suffer from an acute, chronic, inflammatory disease or an illness accompanied by a temperature, circulatory problems, fresh hematomas, bruises and open wounds or for individuals with a reduced sensation of pain. If there are existing skin conditions, heart disease,

venous disease, diabetes or tumor disease, or if the user is pregnant please contact a doctor before use. Pay attention to intact seams! Loose flax seeds are a choking and suffocation hazard! Only use under direct supervision of an adult! If the seams have come open and loose seeds are leaking out, dispose of the product and the loose seeds immediately and make sure they are out of reach of children. If the product is used for babies under 12 months, the child's temperature should be checked regularly during the application to avoid overheating! All serious incidents occurring in connection with this product must be reported to the manufacturer and the responsible authorities in the user's country of residence.

7. Care Advice and Storage

The cover can be removed and is machine-washable at 30/40 °C. Please wash the cover before the first use. Please observe the care symbols on the product! Do not wash the inner pillow filled with flax seeds in order to prevent the formation of rot/ mould! Store the product in a dry place! Protect from moisture!

8. Information about Shelf Life and Disposal

With normal usage, the product should be replaced after 4 years. The product can be disposed of in household waste and recycled thermally without any problems. Please separate the individual packaging components and dispose of them in the relevant recycling system. Please be aware of regional disposal guidelines.

9. Material Composition

	Inner Pillow:	Cover:
Material:	100% cotton (controlled organic cultivation)	100% cotton (controlled organic cultivation)
Filling:	Flax seeds (controlled organic cultivation)	REF 631-00: 100% cotton (controlled organic cultivation)

10. Explanation of Symbols used



Manufacturer



Attention!



Article number



Batch number



Manufacturing date



Observe the instructions for use!



Keep dry!



Medical device



Unique Device Identifier



Microwave



Oven

(FR) Coussin biologique en graines de lin avec housse – Notice d'utilisation

Chère cliente, cher client,

Merci d'avoir acheté ce produit. Avec ce produit naturel, vous avez fait un bon choix ! Nous avons rassemblé dans le présent document des informations importantes concernant ce produit.

Veillez lire attentivement la notice d'utilisation – en particulier les conseils de sécurité, ainsi que les conseils relatifs à l'utilisation et à l'entretien.

 Veuillez observer et conserver les instructions et l'emballage !

 **LOT** Voir l'emballage !

1. Champ d'application

Ces notices d'utilisation s'applique aux produits suivants :

- REF** 603-00 Coussin biologique en graines de lin pour bébés avec housse, 13 x 13 cm
- 631-00 Coussin biologique en graines de lin, lapin, 18 x 18 cm

2. Contenu du produit

Coussin biologique en graines de lin avec housse, notice d'utilisation

3. Destination et utilisation conforme

Le coussin biologique en graines de lin peut servir dans le cadre de brèves applications de chaleur pour accroître le bien-être et soulager de manière ciblée les troubles physiques dans le cadre d'une thérapie. Le produit est destiné uniquement à un usage privé domestique et peut être utilisé pour les bébés, les enfants et les adultes.

4. Domaines d'application

Appliqué en compresse chaude, le coussin biologique en grai-

nes de lin est exclusivement destiné aux domaines d'application suivants :

- Douleurs / crampes abdominales
- Paresse intestinale et ballonnements
- Rhume
- Réchauffement général des parties froides du corps

5. Consignes d'utilisation et de réchauffement

Avant de réchauffer le coussin, vérifier qu'il ne dégage pas d'odeurs inhabituelles et qu'il ne présente pas des taches de moisissures ou des traces de brûlures. Dans ces cas, jeter immédiatement le coussin.

Veuillez retirer le coussin de sa housse avant de le réchauffer. Il existe plusieurs manières de réchauffer le coussin :

REF	603-00 Coussin biologique en graines de lin pour bébés avec housse, 13 x 13 cm	631-00 Coussin biologique en graines de lin, lapin, 18 x 18 cm
Dans le four non préchauffé	à 110 °C max. pendant 3 minutes max.	à 110 °C max. pendant 5 minutes max.
Au four à micro-ondes (veuillez respecter les indications du fabricant du micro-ondes !)	à 180 watts max. pendant 1 minute maximum	à 300 watts max. pendant 1 minute maximum
Poser pendant une période prolongée sur un radiateur ou un poêle tiède.		

Secouer le coussin après l'avoir réchauffé afin de bien répartir la chaleur ! Remettre ensuite le coussin dans la housse.

Lors des premiers réchauffements, il peut se former une légère

humidité à la surface qui disparaîtra au fil des utilisations ultérieures.

6.  ATTENTION ! Information de sécurité importante !

Veillez impérativement respecter les conseils de réchauffement indiqués, car des durées plus longues ou une puissance énergétique plus élevée peuvent entraîner des dommages (risque d'inflammation et de brûlure !). Ne pas réchauffer la housse avec le coussin ! Avant de réchauffer le coussin au micro-ondes, veuillez vérifier dans la notice d'utilisation du fabricant qu'un réchauffement des produits à base de graines est autorisé. Le coussin intérieur doit être réchauffé par une personne adulte, toujours sous surveillance et ne doit jamais être réchauffé humide ! Après avoir réchauffé et replacé le coussin dans la housse, vérifiez dans le pli de votre coude que la température est adaptée pour les bébés (max. 43 °C) ! Laisser refroidir le coussin avant le prochain réchauffement !

Le produit ne doit en aucun cas servir d'oreiller ou d'assise.

En cas de persistance ou d'aggravation des symptômes, veuillez consulter un médecin. Ne pas utiliser le coussin en cas de maladies aiguës et chroniques, inflammatoires ou infectieuses, de troubles cardiovasculaires, d'hématomes récents, d'ecchymoses et de plaies ouvertes, ainsi que chez les personnes présentant une sensibilité réduite à la douleur. En présence de maladies de la peau, de problèmes cardiaques, de troubles veineux, de diabète ou d'une tumeur et en cas de grossesse,

veuillez consulter un médecin avant utilisation. Assurez-vous que les coutures ne sont pas endommagées !

Les graines de lin échappées du coussin présentent un risque d'étouffement lié à l'ingestion ! Utilisation uniquement sous surveillance directe d'adultes ! Si des coutures se sont ouvertes et que des graines se sont échappées, veuillez mettre le produit au rebut et les graines hors de portée des enfants. Si le produit est utilisé avec des enfants de moins d'un an, la température de l'enfant doit faire l'objet d'un contrôle régulier pendant l'utilisation afin d'éviter toute hyperthermie !

Tout incident grave associé à l'utilisation du produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente du pays de résidence de l'utilisateur.

7. Rangement et consignes d'entretien

La housse est amovible et lavable en machine à 30/40 °C. Veuillez laver la housse avant la première utilisation. Veuillez respecter les symboles d'entretien sur le produit ! Ne pas laver le coussin contenant les graines de lin afin d'éviter la formation de champignons ou de moisissure. Conserver ce produit au sec ! Protéger de l'humidité !

8. Consignes de conservation et d'élimination

Dans le cadre d'une utilisation normale, il est conseillé de remplacer le produit tous les 4 ans. Le produit peut être mis au rebut avec les déchets ménagers et convient à la valorisation thermique. Veuillez trier les différents composants de l'emballage.

lage et les recycler dans le système correspondant. Veuillez respecter les directives régionales de mise au rebut.

9. Composition des matériaux

	Coussin:	Housse:
Matériau :	100 % coton (agriculture biologique contrôlée)	100 % coton (agriculture biologique contrôlée) biologischer Anbau)
Garniture :	Graines de lin (agriculture biologique contrôlée)	REF 631-00: 100 % coton (agriculture biologique contrôlée)

10. Explication des symboles utilisés



Fabricant



Attention !



Référence



Numéro de lot



Date de fabrication



Suivre les notices d'utilisation !



Protéger de l'humidité !



Dispositif médical



Identifiant unique des dispositifs



Micro-ondes



Four

IT Cuscino bio con semi di lino con fodera – Istruzioni per l'uso

Gentile cliente,

molte grazie per l'acquisto di questo prodotto. Ha fatto una buona scelta acquistando questo prodotto naturale! Di seguito abbiamo riassunto per Lei le principali informazioni relative a questo prodotto. La preghiamo di leggerle attentamente, in particolare le istruzioni per la sicurezza e quelle per l'utilizzo e la cura.



Osservare le istruzioni per l'uso e conservarle insieme alla confezione!



LOT Vedi confezione!

1. Ambito di applicazione

Le presenti istruzioni per l'uso valgono per i seguenti prodotti:

REF 603-00 Cuscino bio con semi di lino per neonati con fodera, 13 x 13 cm

631-00 Cuscino bio con semi di lino, coniglio, 18 x 18 cm

2. Contenuto del prodotto

Cuscino bio con semi di lino con fodera, Istruzioni per l'uso

3. Destinazione e finalità d'uso

Il cuscino bio con semi di lino può essere utilizzato per applicazioni di calore di breve durata al fine di aumentare il benessere e, in modo mirato, per lenire disturbi fisici nel contesto di una terapia del calore. Il prodotto è destinato esclusivamente ad un

uso privato domestico e può essere utilizzato su neonati, bambini ed adulti.

4. Ambiti di applicazione

Il cuscino bio con semi di lino è idoneo come terapia del calore esclusivamente ai seguenti ambiti di applicazione:

- Dolori addominali/crampi addominali
- Stitichezza e flatulenza
- Raffreddori
- Riscaldamento generale di punti corporei freddi

5. Istruzioni per l'applicazione e il riscaldamento

Prima di riscaldarlo verificare che il cuscino non emani odori insoliti e che non presenti macchie di muffa o di bruciato; se invece tali odori e macchie fossero presenti, smaltire immediatamente il cuscino. Estrarre prima il cuscino interno dalla fodera per riscaldarlo!

Per riscaldarlo ci sono le seguenti possibilità:

REF	603-00 Cuscino bio con semi di lino per neonati con fodera, 13 x 13 cm	631-00 Cuscino bio con semi di lino, coniglio, 18 x 18 cm
In forno non preriscaldato	a max. 110 °C per max. 3 minuti	a max. 110 °C per max. 5 minuti
Nel forno a microonde (rispettare i dati del produttore del forno a microonde!)	a max. 180 Watt per max. 1 minuto	bei max. 300 Watt a max. 300 Watt per max. 1 minuto
Collocarlo per un periodo prolungato su un calorifero caldo o una stufa		

Subito dopo aver riscaldato il cuscino, scuoterlo per distribuire

uniformemente il calore al suo interno! Successivamente rimettere il cuscino interno nella fodera.

Con il primo riscaldamento, sulla superficie del cuscino potrebbero formarsi leggere tracce di umidità, che però spariranno con gli utilizzi successive.

6. ATTENZIONE! Avvertenze di sicurezza importanti!

Attenersi assolutamente alle istruzioni per il riscaldamento indicate, poiché tempi o temperature eccessivi possono causare danni (pericolo di infiammabilità e combustione)! Non riscaldare la fodera con il cuscino! Prima di riscaldare il cuscino nel forno a microonde, controllare se le istruzioni per l'uso del produttore del forno a microonde consentono il riscaldamento di prodotti contenenti semi. Il cuscino interno deve essere riscaldato da un adulto, solo tenendolo sempre sotto controllo e dopo essersi accertati che non sia umido ! Dopo aver reinserito il cuscino interno riscaldato nella fodera, verificare sul proprio braccio che la temperatura sia adatta ai bambini (max 43 °C)! Far raffreddare il cuscino prima dell'utilizzo successivo!

Il prodotto non deve mai essere usato come cuscino o seduta. Consultare un medico se i sintomi persistono o peggiorano. Non utilizzare il cuscino in caso di patologie infiammatorie acute, croniche o febbrili, problemi circolatori, ematomi recenti, contusioni e ferite aperte e nelle persone con ridotta percezione del dolore. In caso di malattie cutanee, cardiache e venose, diabete, tumori o in caso di gravidanza consultare un medico prima dell'uso. Accertarsi che le cuciture siano intatte!

I semi di lino sparsi comportano il rischio di essere inghiottiti e possono causare soffocamento! Il prodotto deve essere utilizzato solo sotto la diretta sorveglianza di un adulto! Se delle cuciture dovessero aprirsi, con la fuoriuscita di semi sparsi, smaltire immediatamente il prodotto e i semi sparsi, tenendoli fuori dalla portata dei bambini. Qualora il prodotto sia utilizzato su neonati e bimbi di età inferiore a 1 anno, la temperatura del bambino dovrebbe essere controllata regolarmente durante l'utilizzo per evitare un riscaldamento eccessivo!

Tutti gli eventi rilevanti verificatisi in relazione al prodotto devono essere comunicati al fabbricante e alle autorità competenti della nazione di residenza dell'utente.

7. Istruzioni per la cura e la conservazione

La fodera può essere rimossa e lavata in lavatrice a 30/40 °C. Lavare la fodera prima del primo utilizzo. Rispettare i simboli di lavaggio riportati sul prodotto! Non lavare il cuscino interno riempito di semi di lino per evitare la formazione di marciume/muffa. Conservare il prodotto in un luogo asciutto! Proteggerlo dall'umidità!

8. Istruzioni per la durata e lo smaltimento

In condizioni di normale utilizzo, il prodotto deve essere sostituito dopo 4 anni. Il prodotto può essere smaltito insieme ai rifiuti non riciclabili e sottoposto senza problemi al processo di termovalorizzazione. Si prega di separare i singoli componenti

della confezione e di conferirli al rispettivo sistema di riciclaggio. Attenersi alle direttive regionali in materia di smaltimento.

9. Composizione del materiale

	Cuscino interno:	Fodera:
Materiale:	100% cotone (da coltivazione biologica controllata)	100% cotone (da coltivazione biologica controllata)
Imbottitura:	Semi di lino (da coltivazione biologica controllata)	REF 631-00: 100% cotone (da coltivazione biologica controllata)

10. Spiegazione dei simboli utilizzati



Fabbricante



Attenzione!



Codice articolo



Numero di lotto



Data di fabbricazione



Rispettare le istruzioni per l'uso!



Proteggere dall'umidità!



Dispositivo medico



Identificativo unico del dispositivo



Forno a microonde



Forno


NL Biologisch lijnzaad kussen met hoes

– Gebruiksaanwijzing

Geachte klant,

Hartelijk dank voor de aankoop van dit product. Met dit natuurproduct hebt u een goede keuze gemaakt! Hieronder vindt u belangrijke informatie over dit product. Lees deze zorgvuldig door, vooral de veiligheidsinstructies en het advies over het gebruik en de reiniging van het product.

 **Neem de gebruiksaanwijzing en de instructies op de verpakking in acht en bewaar deze!**

 **LOT** Zie verpakking!

1. Werkingssfeer

Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op de volgende producten:

REF 603-00 Biologisch lijnzaad kussen voor baby's met hoes, 13 x 13 cm

631-00 Biologisch lijnzaad kussen, Rabbit, 18 x 18 cm

2. Product Inhoud

Biologisch lijnzaad kussen met hoes, Gebruiksaanwijzing

3. Beoogd doeleind en gebruik

Het bio-lijnzaadkussen kan worden gebruikt voor een kortstondige warmtetoepassing ter bevordering van het welzijn en, als onderdeel van een warmtetherapie, voor de doelgerichte verzachting van lichamelijke ongemakken. Het product is al-

leen bedoeld voor particulier huishoudelijk gebruik en geschikt voor baby's, kinderen en volwassenen.

4. Toepassingsgebieden

Het opgewarmde biologisch lijnzaad kussen is uitsluitend bedoeld voor de volgende toepassingen:

- buikpijn/maagkrampen
- obstipatie en winderigheid
- verkoudheid
- het verwarmen van koude lichaamsdelen

5. Advies voor het toepassen en opwarmen

Controleer het kussen vóór de verwarming en verwijder het in geval van ongewone geur, vocht- of brandvlekken. Neem het kussen uit de hoes voordat u het verwarmt.

Het kussen kan als volgt worden verwarmd:

REF	603-00 Biologisch lijnzaad kussen voor baby's met hoes, 13 x 13 cm	631-00 Biologisch lijnzaad kussen, Rabbit, 18 x 18 cm
In een niet-voorverwarmde oven	op max. 110 °C gedurende max. 3 minuten	op max. 110 °C gedurende max. 5 minuten
In de magnetron (neem de instructies van de magnetronfabrikant in acht!)	op max. 180 watt gedurende max. 1 minuut	op max. 300 watt gedurende max. 1 minuut
Gedurende langere tijd op een handwarme radiator of tegelkachel leggen		

Schud het kussen direct na het verwarmen op om de warmte gelijkmatig te verdelen!

Plaats het binnenkussen vervolgens terug in de hoes. De eerste paar keer kan het oppervlak van het kussen iets vochtig zijn na het verwarmen, dit zal echter verdwijnen na herhaald gebruik.

6. **LET OP! Belangrijk veiligheidsvoorschriften!**

Neem de vermelde verwarmingsaanwijzingen strikt in acht, omdat langere tijden of hogere energievermogens schade kunnen veroorzaken (ontvlammings- en verbrandingsgevaar!). Verwarm de hoes niet!

Controleer vóór de verwarming van het kussen in de magnetron of de verwarming van producten op graanbasis volgens de gebruiksaanwijzing van de magnetronfabrikant is toegestaan. Het binnenkussen mag alleen door een volwassen persoon, onder toezicht en nooit vochtig worden verwarmd! Nadat u het opgewarmde kussen terug in de hoes hebt geplaatst, houdt u het kussen aan de binnenkant van uw elleboog om te controleren of de temperatuur voor baby's geschikt is (max. 43 °C)! Laat het kussen afkoelen voordat u het opnieuw verwarmt!

Gebruik het product niet als hoofdkussen of om op te zitten.

Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden of verergeren. Gebruik het kussen niet in geval van acute of chronische ontstekingen, aandoeningen met koorts, bloedsomloopproblemen, verse hematomen, bloeduitstortingen, open wonden of bij mensen met een verminderde pijngevoel. In geval van bestaande huid-, hart-, ader-, diabetes- of tumoraandoeningen en in geval van zwangerschap dient u vóór het gebruik een arts

te raadplegen. Zorg ervoor dat de naden altijd intact zijn! Bij losse lijnzaadjes bestaat gevaar voor inslikken of stikken! Het gebruik is uitsluitend toegestaan onder direct toezicht van volwassenen! Als de naden zijn losgeraakt en losse zaadjes vrijkomen, dient u het product en de losse zaadjes onmiddellijk af te voeren, zodat kinderen er niet bij kunnen. Als het product wordt gebruikt voor baby's die jonger zijn dan 1 jaar, moet de temperatuur van het kind tijdens het gebruik regelmatig worden gecontroleerd om te voorkomen dat het oververhit raakt!

Alle ernstige incidenten die zich in verband met het product voordoen, moeten worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van het land waar de gebruiker is gevestigd.

7. Onderhoudsadvies en opslag

De hoes kan verwijderd en in de machine op 30/40 °C gewassen worden. Was de hoes vóór het eerste gebruik. Neem het waslabel op het product in acht! Voorkom de vorming van rot/schimmel en was het met lijnzaad gevulde binnenkussen niet. Product droog bewaren! Tegen vocht beschermen!

8. Informatie over houdbaarheid en afvalverwerking

Bij normaal gebruik dient het product na 4 jaar te worden vervangen. Het product kan worden afgevoerd met het huishoudelijk afval en kan probleemloos thermisch worden verwerkt. Sorteert a.u.b. de verschillende onderdelen van de verpakking en voer ze

af volgens het desbetreffende recyclingsysteem. Neem de regionale afvalverwerkingsvoorschriften in acht.

9. Materiaalsamenstelling

	Binnenkussen:	Hoes:
Materiaal:	100% katoen (uit gecontroleerde biologische teelt)	100% katoen (uit gecontroleerde biologische teelt)
Vulling:	lijnzaad (uit gecontroleerde biologische teelt)	REF 631-00: 100% katoen (uit gecontroleerde biologische teelt)

10. Verklaring van de gebruikte symbolen



Fabrikant



Let op!



Artikelnummer



Batchnummer



Productiedatum



Houdt u aan de gebruiksaanwijzing!



Beschermen tegen vocht!



Medisch hulpmiddel



Unieke code voor hulpmiddelidentificatie



Magnetron



Oven

ES Cojín de semillas de lino ecológico con funda – Instrucciones de uso

Estimado cliente:

Muchas gracias por adquirir este producto. ¡Con este produc-

to natural ha hecho una buena elección! Aquí hemos recopilado información importante sobre este producto para usted. Lea ésta atentamente, sobre todo las indicaciones de seguridad así como las indicaciones respecto a la aplicación y el cuidado.

 ¡Observar y conservar las instrucciones de uso y el embalaje!

 **LOT** ¡Véase el embalaje!

1. Ámbito de aplicación

Estas instrucciones de uso se aplican al producto siguiente:

REF 603-00 Cojín de semillas de lino ecológico con funda para bebés, 13 x 13 cm

631-00 Cojín de semillas de lino ecológico, Conejo, 18 x 18 cm

2. Contenido del producto

Cojín de semillas de lino ecológico con funda, Instrucciones de uso

3. Finalidad y uso previsto

El cojín de semillas de lino ecológico puede utilizarse para una aplicación de calor corta para aumentar el bienestar y para aliviar específicamente las molestias físicas en el marco de la terapia térmica. El producto está concebido únicamente para el uso privado en el hogar y puede emplearse con bebés, niños y adultos.

4. Campos de aplicación

Como compresa térmica, el cojín de semillas de lino ecológico únicamente es apto para las aplicaciones siguientes:

- Dolores/calambres abdominales
- Estreñimiento y flatulencia
- Resfriado
- Calentamiento general de zonas frías del cuerpo

5. Instrucciones de aplicación y calentamiento

Antes de calentar, comprobar si el cojín presenta un olor atípico, manchas de humedad o quemadura y, dado el caso, eliminarlo inmediatamente. Sacar el cojín de la funda antes de calentarlo.

Para calentar el cojín hay las posibilidades siguientes:

REF	603-00 Cojín de semillas de lino ecológico con funda para bebés, 13 x 13 cm	631-00 Cojín de semillas de lino ecológico, Conejo, 18 x 18 cm
En el horno no precalentado	Calentar a máx. 110 °C durante máx. 3 minutos	Calentar a máx. 110 °C durante máx. 5 minutos
En el microondas (Tener en cuenta las indicaciones del fabricante del microondas)	A máx. 180 vatios durante máx. 1 minuto	A máx. 300 vatios durante máx. 1 minuto
Poner en un radiador o una estufa de cerámica tibios durante un periodo prolongado		

Directamente después de calentar, ¡sacudir el cojín para lograr una distribución homogénea del calor! Después, volver a poner el cojín interior en la funda.

Durante los primeros calentamientos puede formarse un poco de humedad en la superficie que desaparecerá con aplicaciones repetidas.

6. ¡ATENCIÓN! Indicaciones de seguridad importantes

Es imprescindible seguir las instrucciones de calentamiento indicadas dado que duraciones más largas o potencias de energía más altas pueden provocar daños (¡peligro de inflamación y de combustión!). ¡No calentar la funda! Antes de calentar el cojín en el microondas, verificar que el calentamiento de productos de granos está permitido en las instrucciones de uso del fabricante. ¡Dejar calentar el cojín interior por una persona adulta, únicamente bajo vigilancia y en estado no húmedo! ¡Después de haber vuelto a poner el cojín interior calentado en la funda, comprobar en su pliegue del codo si la temperatura del cojín es apta para bebés (máx. 43 °C)! ¡Dejar enfriar el cojín antes del próximo calentamiento!

El producto no debería en ningún caso ser utilizado como almohada o asiento. Consultar a un médico si los síntomas persisten o se agravan. No utilice el cojín en caso de enfermedades agudas y crónicas, inflamatorias o febriles, mareo y vértigo, hematomas recientes, contusiones y heridas abiertas así

como en personas con sensación de dolor reducida. En caso de enfermedades cutáneas, cardíacas, venosas, diabéticas o tumorales así como en caso de embarazo, consultar a un médico antes de la aplicación. ¡Asegúrese de que las costuras estén intactas! ¡Las semillas de lino sueltas representan peligro de ingestión y asfixia! En el caso de que se hayan abierto costuras y salgan semillas sueltas, elimine el producto y las semillas sueltas inmediatamente fuera del alcance de los niños. ¡Si el producto se utiliza para bebés menos de 1 año, la temperatura del niño debería controlarse a intervalos regulares durante la aplicación para excluir el riesgo de sobrecalentamiento! Todo incidente grave que se haya producido durante la utilización del producto se deberá comunicar al fabricante y a las autoridades competentes del país en que resida el usuario.

7. Indicaciones de cuidado y almacenamiento

La funda es extraíble y lavable a máquina a 30/40 °C. Lavar la funda antes del primer uso. ¡Observe los símbolos de lavado en el producto! No lavar el cojín interior con relleno de semillas de lino para prevenir la putrefacción/el enmohecimiento. ¡Almacenar el producto en un lugar seco! ¡Proteger contra la humedad!

8. Indicaciones respecto a la vida útil y la eliminación

En condiciones normales de uso, el producto debería reemplazarse después de 4 años. El producto puede desecharse

con la basura doméstica e incinerarse sin problemas. Separar los componentes individuales del embalaje de acuerdo a su tipo y eliminarlos en el sistema de reciclaje correspondiente. Observar las directivas de eliminación regionales.

9. Composición del material

	Cojín interior:	Funda:
Tejido:	100% algodón (cultivo biológico controlado)	100% algodón (cultivo biológico controlado)
Relleno:	Semillas de lino (cultivo biológico controlado)	REF 631-00: 100% algodón (cultivo biológico controlado)

10. Explicación de los símbolos utilizados



Fabricante



¡Atención!



Número de artículo



Número de lote



Fecha de fabricación



¡Observar las instrucciones de uso!



¡Proteger contra humedad!



Producto sanitario



Identificador único del producto



Microondas



Horno

RU **Натуральная подушка с наполнителем из семян льна с чехлом – Инструкция по применению**

Уважаемый покупатель, уважаемая покупательница!

Большое спасибо за приобретение данного изделия. Вы сделали правильный выбор в пользу этого натурального изделия! Здесь мы собрали для вас важную информацию об этом изделии. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию, в особенности, указания по безопасности, а также указания по использованию и уходу за изделием.



Пожалуйста обратите внимание на инструкцию и упаковку и храните её!



LOT Смотрите на упаковке!

1. Сфера применения

Данная инструкция относится к следующим изделиям:

REF 603-00 Натуральная подушка с наполнителем из семян льна для младенцев с чехлом, 13 x 13 см

631-00 Подушка с природным наполнителем из семян льна, Зайчик, 18 x 18 см

2. Содержимое

Натуральная подушка с наполнителем из семян льна с чехлом,
Инструкция по применению

3. Назначение и применение

Биоподушку с наполнителем из семян льна можно использовать для кратковременного прогревания для повышения комфорта

или точно для облегчения физического дискомфорта с помощью тепловой терапии. Продукт предназначен только для бытового использования взрослыми и детьми всех возрастов.

4. Область применения

Био-подушку с наполнителем из семян льна следует применять для согревания исключительно в следующих случаях:

- Боли/спазмы в животе
- Запоры и метеоризм
- Простуда
- Общий обогрев холодных частей тела

5. Указания по применению и нагреванию

Перед подогревом подушки проверьте наличие нетипичного запаха, пятен от плесени и прожога и в случае их наличия немедленно утилизируйте изделие. Перед нагревом извлеките подушку из наволочки!

Для нагревания можно использовать следующие варианты:

REF	603-00 Натуральная подушка с наполнителем из семян льна для младенцев с чехлом, 13 x 13 см	631-00 Подушка с природным наполнителем из семян льна, Зайчик, 18 x 18 см
В духовке без подогрева	при макс. 110 ° C в течение не более 3 минут	при макс. 110 ° C в течение не более 5 минут

В микроволновке (соблюдать инструкции изготовителя микроволновой печи!)	при максимум 180 Вт для максимум 1 минуты	при максимум 300 Вт для максимум 1 минуты
В течение продолжительного времени подогревать на теплой батарее или изразцовой печи		

Сразу после подогрева встряхните подушку для равномерного распределения тепла!

Затем вставьте подушку в наволочку.

При первых процедурах нагрева на поверхности возможно появление небольшого количества влаги, но при повторных применениях этот эффект исчезает.

6. **Внимание! Важная информация по безопасности!**

Следует строго соблюдать приведенные указания по нагреву, поскольку более длительный нагрев или более высокая мощность могут повлечь за собой повреждения (опасность возгорания и ожогов!). Не следует нагревать наволочку! Перед каждым нагревом подушки в микроволновой печи убедитесь, что нагрев наполнителя из семян разрешен в инструкции по эксплуатации от изготовителя. Внутреннюю подушку следует подогревать только под наблюдением взрослого человека и не во влажном состоянии! Пожалуйста, при использовании детьми проверьте температуру подушки на локтевом сгибе руки после подогрева, поместив подушку в наволочку (максимум 43 °C)! Дайте подушке остыть перед следующим подогревом!

Не в ком случае не используйте изделие в качестве подушки под голову или для сидения.

При стойких или ухудшающихся симптомах обратитесь к врачу. Не используйте подушку при острых и хронических воспалительных заболеваниях или заболеваниях, сопровождающихся высокой температурой, заболеваниях системы кровообращения, свежих гематомах, кровоизлияниях и открытых ранах, а также для лиц с пониженной чувствительностью к боли. При наличии кожных заболеваний, а также заболеваний сердца, вен, диабета или онкологических заболеваний и во время беременности до начала использования обратитесь к врачу. Проверьте подушку на целостность швов! Рассыпавшиеся семена льна создают опасность проглатывания и удушья! Пользоваться только под непосредственным надзором взрослых! Если разойдутся швы, и начнут высыпаться семена, следует немедленно утилизировать изделие и рассыпавшиеся семена, не допуская попадания их в руки детям. При использовании продукта для детей младше одного года во избежание перегрева следует регулярно проверять температуру у ребенка во время использования! Обо всех связанных с изделием значительных инцидентах следует сообщать изготовителю и соответствующим органам власти в той стране, в которой проживает пользователь.

7. Уход и хранение

Наволочку можно снимать и подвергать машинной стирке при 30/40 °С. Пожалуйста, постирайте наволочку перед первым применением. Соблюдайте символы ухода на продукте! Не стирайте наполненную семенами льна внутреннюю подушку во избежание гниения/плесневения! Изделие следует хранить в сухом месте! Беречь от влаги!

8. Информация о сроке службы и утилизации

При нормальном использовании изделие подлежит замене через 4 лет. Изделие можно утилизировать вместе с бытовым мусором и без проблем сжигать его. Разделите упаковку от отдельные составляющие и утилизируйте их в соответствии с системой вторичного использования отходов. Соблюдайте региональные правила утилизации.

9. Состав материала

	подушку:	наволочкой:
Материал:	100% хлопок (экологически чистое выращивание)	100% хлопок (экологически чистое выращивание)
Наполнитель:	Семена льна (экологически чистое выращивание)	REF 631-00: 100% хлопок (экологически чистое выращивание)

10. Пояснение используемых символов



Производитель



Внимание!



Номер артикула



Серийный номер



Дата изготовления



Соблюдайте инструкцию по использованию!



Бережь от влаги!



Медицинское изделие



Уникальный идентификатор устройства



Микроволновая печь



духовка

